



- ◇ Sluchadlo každý den otřete přiloženým hadříkem, zbavíte ho nečistot, mastnoty a potu. **V letních měsících je potřeba zvýšené péče.**
- ◇ Alespoň **1x za měsíc je dobré ušní tvarovku sejmout** z háku sluchadla, omýt a nechat odmočit od nečistot. Před opětovným nasazením je nutné ji nechat dokonale vysušit (např. profouknout balonkem)
- ◇ Hadička, která spojuje sluchadlo a tvarovku za několik měsíců ztvrdne a je potřeba ji nechat v servisu nebo u vašeho foniatra vyměnit. Tvrdá hadička může způsobit pískání sluchadla nebo změnu zvuku. I z tohoto důvodu jsou **nezbytné kontroly se sluchadly 2x ročně.**
- ◇ Odvětrávací kanálek (vent) ve tvarovce se může ucpat ušním mazem, proto jej **podle potřeby vyčistěte prostrčením přiloženého nástroje** v ušní sadě (nebo mezizubním kartáčkem). Některé tvarovky vent nemají.
- ◇ Pro prodloužení životnosti sluchadel je **doporučujeme denně vysušovat pomocí elektronického vysoušecího pouzdra** (často je již součástí nabíječky u nabíjecích sluchadel) nebo pomocí odvlhčovacích tablet.
- ◇ **Pravidelně si šetrně čistěte uši**, boltce a sluchadel se dotýkejte čistýma rukama. Občas si nechte zvukovody zkontrolovat a vyčistit vaším foniatrem nebo ORL specialistou.
- ◇ **U bateriových sluchadel sejměte ochranný štítek z baterky** až těsně před vložením do sluchadla a nechte baterku asi minutu na vzduchu aktivovat. Zpět již ochranný štítek na baterii nevracejte, energii baterie tím neušetříte.
- ◇ **U nabíjecích typů sluchadel je vždy nutné správné usazení sluchadel** v nabíječce, musí blikat dioda. K plnému nabití dojde za 4 hodiny, za cca 30 minut se sluchadla nabijí na 4 hodiny provozu. Sluchadla se po vložení do nabíječky samy vypnou a po vytažení z nabíječky se zase samy zapnou. **Nevytahujte nabíječku ze zásuvky.**
- ◇ Aby byl maximální efekt používání sluchadel – zlepšení sluchu, komunikace a celkově kognitivních mozkových funkcí, **je nezbytné nosit sluchadla po celý den, a to i když jste sami doma.** Kontroly se sluchadly jsou nutné 2x ročně.